

Merkblatt KD00904974

Biosicherheit, Hygieneplan

Was	Wann ¹	Womit	Wie	Bemerkungen
Fläche, Gerät, Gegenstand	Häufigkeit, Zeitpunkt, Zeitintervall	Arbeitsmittel bzw. zu verwendende Reinigungs- und Desinfektionsmittel ²	Aufgabe, z.B. reinigen, desinfizieren, sterilisieren / durch Wischen, Waschen, Sprühen, Einlegen etc. notw. persönliche Schutzausrüstung	
Händereinigung	Beim Verlassen des Labors	Seife Baktolin	Hände waschen	Hautschutzplan beachten
Hygienische Händedesinfektion	Nach Kontamination	Ethanol 70%/Manusept soft	Hände desinfizieren	
Laborkleidung ³	Nach 14 tägigem Gebrauch oder nach Kontamination	Waschmittel/Autoklav	Bei Kontamination muss die Laborkleidung vorher autoklaviert werden. Sonst wird die Kleidung in die Wäscherei gegeben.	
Sicherheitswerkbank	Nach Gebrauch täglich, oder nach Kontamination	Ethano- 70%/Sanosil	Die Sicherheitswerkbanken werden vor- und nach Gebrauch desinfiziert mit Ethanol/geeignetes Desinfektionsmittel. Nach Kontamination muss diese sofort mit den geeigneten Desinfektionsmitteln dekontaminiert werden. Danach wird die Werkbank desinfiziert	
	HEPA-Filter alle 1 Jahre kontrollieren lassen und gegebenenfalls ersetzen		Wartung externe Firma	

¹ Die (kursiven) Angaben stammen aus: ecomed Verlagsgesellschaft AG; Hofmann, Jäckel – Merkblätter Biologische Arbeitsstoffe, IV-5.4.4.

² Details zur Anwendungsweise siehe im nachfolgenden Kapitel 4.

³ Zu beachten: Die Laborkleidung (Schutzbekleidung) ist getrennt von der normalen Kleidung aufzubewahren.

Laborglas	Nach Kontakt mit Organismen	Sanosil/Ethanol 70%	wir mit geeigneten Desinfektionsmittel gespült. Nach genügender Einwirkungszeit wird das Glas im Laborglasröhrer gespült.	Einwirkzeit beachten
Arbeitsflächen	Nach Gebrauch täglich, oder nach Kontamination	Ethanol 70%/Sanosil/Bacillol 30 Sensitive Tissues	desinfizierenVor- und nach Gebrauch der Arbeitsfläche wird diese mit den geeigneten Mittel desinfiziert.	
Kühlschrank	Periodisch und nach Kontamination	Ethanol 70%/ Sanosil		
Brutschrank / Inkubator(en)	Alle 6 Monate und nach Kontamination	Hitze/Sanosil/Ethanol 70%		
Zentrifuge(n)	Periodisch und nach Kontamination	Ethanol 70%/ Sanosil		Achtung kein aggressiven Chemikalien verwenden
Waschbecken	Periodisch und nach Kontamination	Sanosil		
Fussboden	Keine Kontamination: Reinigung gemäss Absprache durch Reinigungspersonal	Bode Desomat K800		Hygienplan Spital
	Nach Kontamination: Reinigung nicht durch Reinigungspersonal	Sanosil		Merkblatt Laborzwischenfälle
Abfall, bei dem Verletzungsgefahr besteht	Monatlich oder bei Bedarf	Autoklav	Entsorgung in durchstichsicheren und fest verschliessbare Kunststoffbehältern die anschliessend autoklaviert werden.	
Biologische Abfälle		Autoklav	Biogefährdungsgekennzeichnete Abfallsäcke	
Wasserbad	alle 6 Monate oder nach Kontamination	Sanosil		