

Arbeitsanweisung-SOP KD00904975

Biosicherheit: Anwendungsvorschriften für Desinfektionsmittel

Handelsname / Substanz	Anwendungsbereich	Wirkungsspektrum Organismen	Gebrauchsverdünnung in % or mL/L	Einwirkungsdauer	Weitere Unterlagen	Bemerkung
70% EtOH (Ethylalkohol)	Flächendesinfektion	B; Mb; F; bV	70%	10 min.	Sicherheitsdatenblatt	Infopoint _Hygiene/Desinfektion
Sanosil S015	Flächendesinfektion Wischdesinfektion Wasserbäder; (Flüssigabfall)	B, (V), H, P, S	Wasserbäder: 6.6 mL/Liter Wasser; (Flüssigabfall: 7.5% Wasserstoffperoxid, 0.0075% Silber Konzentrat; für flüssigen Laborabfall 33ml auf 1L (bei validierter Inaktivierung kann es in den Ausguss, wenn nicht, dann autoklavieren))	4h	Sicherheitsdatenblatt	Infopoint _Hygiene/Desinfektion Grundsätzlich werden alle unsere Flüssigabfälle autoklaviert. Bei Virenabfällen wird vor Autoklavierung manchmal noch in der sterilen Werkbank Sanosil zugegeben.
BacilloI 30 Sensitive Tissue	Flächendesinfektion	B, H, (V), (T), M		1 Minute, noroviruswirksam in 2 Minuten, tuberkulozid und mykobakterizid in 3 Minuten		

B: Bakterien, V: alle Viren, (V): behüllte Viren (begrenzt viruzid), (V)+: behüllte Viren + Adenovirus/Rotavirus/Norovirus (begrenzt viruzid PLUS),
P: Pilze (fungizid), H: Hefen (levurozid), M: Mycobacterium tuberculosis (tuberkulozid), S: Sporen, Pr: Prionen

Die Datenblätter sowie die geeigneten Verdünnungen, der in den verschiedenen Gruppen verwendeten Desinfektionsmitteln, werden vor Ort aufbewahrt.